

## **Demonstrations-Tachometer**

Nr. 04220



Das Demonstrations-Tachometer ist in der Experimentalphysik-Vorlesung in Verbindung mit speziellen Zusatzteilen und Stativmaterial vielseitig verwendbar. Mit dem Gerät können Geschwindigkeiten und Drehzahlen gemessen werden.

Phylatex Phylatex Phylatex

Folgende leicht auswechselbare Skalen für 10 Meßbereiche erlauben ein direktes Ablesen der Meßwerte ohne die sonst übliche störende Umrechnung.

$$2) \quad 0 \cdots 4 \quad \frac{1}{s}$$

3) 
$$0 \cdots 1000 \frac{U}{min}$$
 4)  $0 \cdots 16 \frac{1}{s}$ 

4) 
$$0 \cdots 16 \frac{1}{s}$$

5) 
$$0 \cdots 4000 \frac{U}{min}$$
 6)  $0 \cdots 66 \frac{1}{s}$ 

6) 
$$0 \cdots 66 \frac{1}{s}$$


7) 
$$0 \cdots 100 \frac{cm}{s}$$
 8)  $0 \cdots 2 \frac{m}{s}$   
9)  $0 \cdots 25 \frac{cm}{s}$  10)  $0 \cdots 25 \frac{rad}{s}$ 

Eine Tabelle auf der Vorderseite des Gerätes gibt an, wie die verschiedenen Bauteile zu kombinieren sind, um die einzelnen Meßbereiche zu realisieren.

Zum Demonstrations-Tachometer gehören folgende Teile:

- 1 Tachometer
- 10 Skalen
- 4 Schnurlaufrollen
- 1 Friktionsscheibe
- 1 Kupplung für Anschluß an M8-Gewinde
- 1 bieasame Welle
- 2 Kupplungen für biegsame Welle
- 1 Halter für biegsame Welle
- 2 endlose Gummiriemen
- 1 Aufbewahrungskasten

Das Wirbelstrom-Tachometer ist in einem gedrückten Alu-Gehäuse staubdicht eingebaut und mit einer Doppelmuffe zur Befestigung on 13-mm-Stativmaterial versehen. In die Doppelmuffe wird auch der Halter für die biegsame Welle eingespannt.



Eine Änderung der Drehrichtung kann durch Kreuzen des endlosen Gummiriemens erreicht werden.

Karl-Marx-Stadt, 1966

VEB POLYTECHNIK KARL-MARX-STADT

Vorabdruck der Gerätebeschreibung und Bedienungsanleitung